



PINK 10X

4000551

DESCRIZIONE

IL TUO SOLLIEVO DAI DOLORI MESTRUALI

Azione rilassante sulla muscolatura uterina, cui consegue una riduzione della sintomatologia tipica dei dolori mestruali (dismenorrea).

DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE 1

CONTROINDICAZIONI:

Non sono note controindicazioni o effetti collaterali, così come fenomeni di sovradosaggio.

Non sono note interazioni con farmaci e sostanze medicinali.

In caso di irritazioni cutanee collegabili all'utilizzo del cerotto, si raccomanda di sospendere il trattamento.

Segnalare al proprio medico eventuali altri effetti indesiderati che possono essere messi in relazione all'utilizzo del prodotto.

MODALITÀ D'USO

Estrarre il cerotto "Pink" dalla cartina che lo contiene, togliere la pellicola protettiva e applicarlo direttamente sulla pelle pulita e asciutta sul coccige.

L'azione si manifesta entro 30 minuti dall'applicazione. Dopo 24-48 ore rimuovere il cerotto. Se necessario sostituirlo con un altro cerotto, sino al termine del ciclo mestruale.

In casi limitanti di sintomatologia intensa, anche di patologia organica come endometriosi, possono essere aggiunti più cerotti.

CONFEZIONE

5 CEROTTI ADESIVI

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette e al riparo dalla luce solare diretta.

Teme l'umidità. Non danneggiare la confezione per evitare la perdita di sicurezza igienica.

Tenere lontano da emissioni elettromagnetiche.

Marchio e prodotto di proprietà di:
Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco
(PI), ITALY

