



DREAM VISION 75198

DESCRIZIONE

Questo dispositivo per il massaggio riscaldato degli occhi, con vibrazioni e fotoni include una vibrazione ad alta frequenza, include compressioni calde e luce rossa e viene utilizzato con crema per gli occhi e altri prodotti per la cura della pelle, per una **pelle radiosa e compatta intorno agli occhi**.

Il modello unico, facile da trasportare, offre un'esperienza di massaggio degli occhi confortevole ed intima.

MODALITÀ D'USO

Utilizzare una quantità adeguata di crema per gli occhi e applicarla uniformemente sulla zona trattata della pelle.

Premere il pulsante ON/OFF.

Premere di nuovo il pulsante per cambiare la modalità e premere i pulsanti "+" / "-" per regolare il livello di temperatura.

Prendere il dispositivo ed utilizzare la testina di massaggio conformemente alle istruzioni.

Premere il pulsante ON/OFF per spegnere il dispositivo dopo ogni utilizzo.

Pulire la testina del dispositivo di massaggio con un panno asciutto o un tovagliolo

CONSERVAZIONE

Conservare lontano da fonti di calore

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY

