



DREAM VISION 75198

BESCHREIBUNG

Dieser Wärmemassage Apparat, mit Vibration und Photonen schliesst eine hohe Frequenz, heisse Kompression und rotes Licht ein, Anwendung zusammen mit der Augencreme und anderen Produkte für Hautpflege für **eine schöne und straffe Augenpartie**.

Alleiniges Modell, leicht zu transportieren, gibt den Augen während der Massage eine komfortable und wohltuende Erfahrung.

ANWENDUNG

Tragen Sie die gewünschte Pflege für die Augen auf die zu behandelnden Parteien auf.

Taste ein/ aus drücken.

Noch einmal Taste für Modus ändern drücken, Tasten „+“ / „-“ um eine entsprechende Temperatur erreichen drücken.

Nehmen Sie das Apparat und nutzen Sie den Massage Ende gem.

Weiter gemäß Bedienungsanleitung.

Taste ein/ aus drücken um das Gerät nach jeder Nutzung auszustellen.

Reinigen Sie das Metall Ende nach jeder Anwendung mit einem feuchten Tuch.

LAGERUNG

Von Wärmequellen fernhalten

Marke und Produkteigenschaften: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY

