



## NEW BEAUTY DREAM PRO 75200K

---

### DESCRIPCIÓN

---

Este dispositivo de belleza emplea tecnología de radiofrecuencia (RF) para el **tratamiento térmico en diferentes frecuencias de la piel**, además de la tecnología para el **tratamiento de los músculos del rostro**.

---

### CÓMO UTILIZAR

---

Este dispositivo de belleza emplea tecnología térmica de radiofrecuencia (RF) para el cuidado térmico de la piel de alta frecuencia, así como tecnología EMS para el tratamiento muscular facial. Cuenta con 4 cabezales de emisión de RF, que producen ondas de RF a un millón de vibraciones por segundo, así como un cabezal de emisión EMS para corriente eléctrica alterna de baja frecuencia. El tratamiento térmico y la estimulación muscular se pueden realizar simultáneamente. El sensor de temperatura del dispositivo (termostato) se utiliza para medir la temperatura, proteger la piel y garantizar una sensación de calor ligero con temperaturas que permanecen alrededor de 40 ° C. Continúe en: [https://www.mysnep.com/documenti/Schede\\_articoli/3\\_458.pdf](https://www.mysnep.com/documenti/Schede_articoli/3_458.pdf)

---

### CONSERVACIÓN

---

Mantener alejado de fuentes de calor.

**Marca y propiedad del producto:** Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY



## **BEAUTY DREAM BODY 75033**

---

### **DESCRIPCIÓN**

---

Beauty Dream body gracias a una composición única de principios activos de origen vegetal, tonifica la piel y ayuda a combatir las imperfecciones cutáneas de la celulitis, contribuyendo a recuperar la silueta.

Contiene puro gel de aloe y extracto de Ganoderma enriquecidos con los siguientes principios activos: Adifyline, Adipotrap, GC Radiodefender e Nanoliposomas con efecto adelgazante. Estos últimos representan una nueva tecnología cosmética que permite vehicular los principios funcionales contenidos en su interior, al sitio target.

Están formulados a partir de:

Caféina: mejora la circulación sanguínea favoreciendo el drenaje de líquidos en exceso.

Laminaria digitada: favorece un aumento en la movilidad de los adipocitos.

Hedera helix: regula la permeabilidad capilar.

Los dos complejos Adifyline y Adipotrap ayudan a combatir las imperfecciones cutáneas de la celulitis y contribuyen a dar volumen a las áreas del cuerpo donde ha habido una pérdida de tono.



---

## INGREDIENTES

---

Aloe barbadensis leaf juice, Glicerín, Sodium Polyacrylate, Agua, Sorbitol, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract, hydrolyzed Drosera ramentacea leaf extract, Laminaria digitata extract, Hedera helix (ivy) leaf extract, Lecithin, acetyl hexapeptide-38, Propylene glycol, Butylene glycol, caffeine, Xanthan gum, Phenoxyethanol, sodium hydroxymethyl cellulose, Caprylyl glycol, Disodium EDTA, glyceryl caprylate, Ethylhexylglycerin, Sodium dehydroacetate, Caprylyl glycon, Parfum (Fragrance).

---

## CÓMO UTILIZAR

---

Aplique el gel en pequeñas cantidades, directamente donde lo necesite, deje que se absorbe con movimientos circulares, ligeros y constantes. Es importante que el dispositivo permanezca siempre en contacto con la piel.

---

## ENVASE

---

200 ml

---

## CONSERVACIÓN

---

Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor, una vez abierto el producto tiene una validez de 12 meses.

---

## ADVERTENCIAS

---

PRODUCTO COSMÉTICO PARA USO EXTERNO. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. No usar durante el embarazo y la lactancia. Compruebe su sensibilidad a uno o más componentes del producto.

**Marca y propiedad del producto:** Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY





## BEAUTY DREAM FACE 75034

---

### DESCRIPCIÓN

---

Beauty Dream face es una emulsión sedosa, ligera y extremadamente nutritiva que coadyuva la piel del rostro, haciéndola más uniforme y tónica, con la consiguiente atenuación de las arrugas cutáneas.

Contiene puro gel de áloe y extracto de Ganoderma, enriquecidos con los siguientes principios activos: Adifyline, Trylagen, GC Radiodefende.

Adifyline es un potente péptico que proporciona un efecto de aumento de volumen del rostro.

Trylagen: principio funcional coadyuvante en la prevención de las arrugas, actúa uniformando la textura de la piel y reduciendo visiblemente las arrugas cutáneas.

GC Radiodefende, a base de glicógeno marino purificado, protege la piel del estrés oxidativo causado por la exposición a las ondas electromagnéticas, restaurando su función protectora.

---

## INGREDIENTES

---

Aloe barbadensis leaf juice, Glicerín, Sodium Polyacrylate, Pseudoalteromonas ferment extract, Hydrolyzed wheat protein, hydrolyzed soy protein, tripeptide-10 citrulline, tripeptide-1, Lecithin, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract, Butylene glycol, glycogen, acetyl hexapeptide-38, Xanthan gum, Carbomer, Triethanolamine, Caprylyl glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium dehydroacetate, Tetrasodium glutamate diacetate, Parfum (Fragrance), Limonene.

---

## CÓMO UTILIZAR

---

Aplique el gel en pequeñas cantidades, directamente donde lo necesite, deje que se absorbe con movimientos circulares, ligeros y constantes. Es importante que el dispositivo permanezca siempre en contacto con la piel.

---

## ENVASE

---

100 ml

---

## CONSERVACIÓN

---

Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor, una vez abierto el producto tiene una validez de 12 meses.

---

## ADVERTENCIAS

---

Producto dermocosmético para uso externo. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Compruebe su sensibilidad a uno o más componentes del producto.

**Marca y propiedad del producto:** Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY

