



## NEW BEAUTY DREAM PRO 75200K

---

### DESCRIÇÃO

Este dispositivo de beleza emprega tecnologia de radiofrequência térmica (RF) para **cuidados térmicos de alta frequência da pele**, bem como tecnologia EMS para o **tratamento dos músculos faciais**.

---

### COMO USAR

Este dispositivo de beleza utiliza a tecnologia térmica de radiofrequência (RF) para o tratamento térmico da pele de alta frequência, bem como a tecnologia EMS para o tratamento dos músculos faciais. Possui 4 cabeças de emissão de RF, que produzem ondas de RF com um milhão de vibrações por segundo, bem como uma cabeça de emissão EMS para alternar corrente elétrica de baixa frequência. O tratamento térmico e a estimulação muscular podem ser realizados simultaneamente. O sensor de temperatura do dispositivo (termostato) é usado para medir a temperatura, protegendo a pele e garantindo uma sensação de calor leve com temperaturas que permanecem em torno de 40 ° C. Continue em: [https://www.mysneep.com/documenti/Schede\\_articoli/3\\_458.pdf](https://www.mysneep.com/documenti/Schede_articoli/3_458.pdf)

---

## CONSERVAÇÃO

---

Manter afastado de fontes de calor

**Produto e marca de propriedade de:** Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY



## BEAUTY DREAM BODY 75033

---

## DESCRIÇÃO

---

Beauty Dream body, graças a uma composição única de ingredientes funcionais de origem vegetal, tonifica a pele e ajuda a combater as imperfeições cutâneas da celulite, ajudando-a a recuperar a sua silhueta.

Contém gel de aloé puro e extrato de Ganoderma reforçado com os seguintes ingredientes activos: Adifyline, Adipotrap, GC Radiodefender e Nanolipossomas com efeito adelgaçante. Estes últimos constituem uma nova tecnologia cosmética que permite levar os princípios funcionais neles contidos até ao local de interesse.

São formulados a partir de:

Cafeína: melhora a circulação sanguínea favorecendo a drenagem dos líquidos em excesso.



Laminaria digitata: favorece o aumento da mobilidade dos adipócitos.

Hedera helix: regula a permeabilidade capilar.

Os dois complexos Adifyline e Adipotrap ajudam a combater as imperfeições cutâneas da celulite e ajudam a volumizar as zonas do corpo onde se verificou uma perda de tónus.

---

## INGREDIENTES

---

Aloe barbadensis leaf juice, Glicerín, Sodium Polyacrylate, Água, Sorbitol, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract, hydrolyzed Drosera ramentacea leaf extract, Laminaria digitata extract, Hedera helix (ivy) leaf extract, Lecithin, acetyl hexapeptide-38, Propylene glycol, Butylene glycol, caffeine, Xanthan gum, Phenoxyethanol, sodium hydroxymethyl cellulose, Caprylyl glycol, Disodium EDTA, glyceryl caprylate, Ethylhexylglycerin, Sodium dehydroacetate, Caprylyl glycon, Parfum (Fragrance).

---

## COMO USAR

---

Aplique o gel em pequenas doses, diretamente onde for necessário, faça-o absorver passando a peça de mão específica com movimentos circulares e leves. É importante que a peça de mão permaneça sempre em contato com a pele.

---

## EMBALAGEM

---

200 ml

---

## CONSERVAÇÃO

---

Armazenar em local fresco e seco, longe de fontes de calor, uma vez aberto o produto é válido por 12 meses

---

## ADVERTÊNCIAS

---

PRODUTO COSMÉTICO PARA USO EXTERNO. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Não use durante a gravidez e lactação. Verificar se há alguma sensibilidade a um ou mais componentes do produto.



**Produto e marca de propriedade de:** Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY



## **BEAUTY DREAM FACE 75034**

---

### **DESCRIÇÃO**

---

Beauty Dream face é uma emulsão sedosa, leve e extremamente nutritiva que cuida da pele do rosto, tornando-a mais uniforme e tonificada, reduzindo assim as rugas.

Contém gel de aloé puro e extrato de Ganoderma, enriquecido com os seguintes ingredientes activos: Adifyline, Trylagen, GC Radiodefende.

Adifyline é um poderoso péptido que confere um efeito de preenchimento dos volumes faciais.

Trylagen: ingrediente funcional adjuvante na prevenção das rugas, actua suavizando a textura da pele e reduzindo visivelmente as rugas cutâneas.

GC Radiodefende à base de glicogénio marinho purificado, protege a pele do stress oxidativo devido à exposição a ondas electromagnéticas, restaurando a sua função protetora.



---

## INGREDIENTES

---

Aloe barbadensis leaf juice, Glicerín, Sodium Polyacrylate, Pseudoalteromonas ferment extract, Hydrolyzed wheat protein, hydrolyzed soy protein, tripeptide-10 citrulline, tripeptide-1, Lecithin, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract, Butylene glycol, glycogen, acetyl hexapeptide-38, Xanthan gum, Carbomer, Triethanolamine, Caprylyl glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium dehydroacetate, Tetrasodium glutamate diacetate, Parfum (Fragrance), Limonene.

---

## COMO USAR

---

Aplique o gel em pequenas doses, diretamente onde ele precisa, deixar absorver passando a peça de mão específica com movimentos circulares leves e constantes. É importante que a peça de mão permaneça sempre em contato com a pele

---

## EMBALAGEM

---

100 ml

---

## CONSERVAÇÃO

---

Armazenar em local fresco e seco, longe de fontes de calor, uma vez aberto o produto é válido por 12 meses

---

## ADVERTÊNCIAS

---

Produto dermocosmético para uso externo. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Verificar se há alguma sensibilidade a um ou mais componentes do produto.

**Produto e marca de propriedade de:** Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY

